

Fiche technique

Analyse de Posologie

Technical sheet - Dosage check







NOM DU DISPOSITIF - VERSION / DEVICE NAME - VERSION

Analyse de Posologie - V1.17 Dosage check - V1.17

Module Dosage check

DATE DE DIFFUSION / RELASE DATE

28/03/2023

USAGE ATTENDU / INTENDED USE

Ce module permet la sécurisation des prescriptions des professionnels de santé, par le contrôle posologique sur les doses minimales et maximales journalières et sur la durée du traitement des médicaments.

Ce module est un dispositif médical, qui porte à ce titre le marquage CE.

This module allows healthcare professionals to check medications minimum and maximum daily doses and treatment duration to make sure their prescriptions are safe.

This module is a medical device, which therefore bears the CE mark

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE / TECHNICAL REQUIREMENTS

- → Accès internet / Internet access
- → Accès web via navigateur / Web access via a browser:
 - Firefox >= 78
 - Chrome >=83
 - Safari >= 13
 - Edge >= 84

OU / OR

→ Installation de l'application mobile Synapse Pro / Installing the Synapse Pro mobile application

requirements (contrast, readability)



Module Dosage check

REQUIS MINIMUM D'INTERFACE / MINIMUM INTERFACE REQUIREMENTS

Requis généraux charte graphique (contraste, lisibilité) / Graphic-charter-related general

1. La police des messages principaux est au minimum 14px / The font size of the main messages should be at least 14px.

- 2. La police des messages secondaires est au minimum 12px / The font size of the secondary messages should be at least 12px
- 3. Le contraste des messages principaux doit être au minimum de 4.5:1 / The contrast of the main messages must be at least 4.5:1
- 4. Le contraste des messages secondaires doit être au minimum de 4.5:1 / The contrast of the secondary messages must be at least 4.5:1

Requis spécifiques (couleur, ordre d'affichage, informations) / Specific requirements (colour, display order, information)

- 5. Respect couleur de la police rouge (ex : #EB4343) du message "Nécessite une adaptation sur la dose et/ou la fréquence et/ou la durée" / Respect the red font colour (e.g. #EB4343) of the following message: "The dose and/or frequency and/or duration must be adjusted."
- 6. Respect couleur de la police verte (ex : #68DAA0) du message "Posologie et/ou Durée conforme(s)" / Respect the green font colour (e.g. #68DAA0) of the following message: "Dosage and/or Duration compliant."
- 7. Affichage de la dose et de la fréquence et de la durée saisies par l'utilisateur / Display the dose, frequency and duration entered by the user
- 8. Un "trait" signale à l'utilisateur qu'aucune dose ou fréquence ou durée n'a été saisie / A "line" lets the user know that no dose or frequency or duration has been entered
- 9. Un message "non disponible" signale à l'utilisateur que la dose maximum ou la fréquence maximum ou la durée maximum n'est pas disponible dans la base / A message saying "not available" informs the user that the maximum dose or maximum frequency or maximum duration is not available in the database





REQUIS MINIMUM D'INTERFACE / MINIMUM INTERFACE REQUIREMENTS

Requis spécifiques (couleur, ordre d'affichage, informations) / Specific requirements (colour, display order, information)

- 10. Chaque nombre est immédiatement suivi de l'unité qu'il qualifie / Each number is immediately followed by the unit it qualifies
- 11. Affichage des décimales avec virgules. Les points ne sont pas autorisés / Display decimals with commas. Full stops are not allowed
- 12. Accès à la source d'information concernée / Access to the relevant information source
- 13. Présence du logo Synapse Medicine / Presence of the Synapse Medicine logo
- 14. Présence de l'étiquette réglementaire avec le nom et le numéro de version du dispositif médical, l'adresse du fabricant ainsi que le marquage CE / Presence of the regulatory label with the name and version number of the medical device, the address of the manufacturer and the CE mark

Avertissement utilisateur / User warning

15. Affichage du signal d'information est "Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil du patient)" / Display the informative message: "Important note: the results obtained are based on the information entered (medications and patient profile)"





PROCÉDURE D'INSTALLATION / INSTALLATION PROCEDURE

Intégration de la librairie Javascript de widgets La documentation technique est disponible via le lien suivant :

https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/

Téléchargement via store d'application de Synapse Pro Installation d'un navigateur compatible pour accès webapp Synapse Pro

Integration of the Javascript component library
The technical documentation is available at the following link:

https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/

Download Synapse Pro via the app store Install a compatible browser to access the Synapse Pro webapp

NOTICE D'UTILISATION / USER MANUAL

Notice Module Analyse de Posologie - *version du 24 janvier 2023 Instructions Dosage check*





RELEASE NOTE / USER MANUAL

New features:

• Non applicable/ Not applicable.

Fix:

• Un message d'alerte est affiché indiquant que l'analyse ne peut être effectuée lorsque la dose saisie est trop complexe. / A warning message is displayed indicating that the analysis cannot be performed when the dose entered is too complex.

Other:

Non applicable/ not applicable

Known bugs:

- Les caractères non numériques ne sont pas pris en charge par la fonction "Si besoin" / Non-numerical characters are not supported by the "If needed" function
- La dose maximale indiquée par le module est trop faible pour certains antidiabétiques à base d'insuline et pour les médicamanets facteurs de croissance garnulocytaires / The maximum dose indicated by the module is too low for some insulin-based antidiabetics and for garnulocyte growth factors.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant:

Synapse Medicine
17 rue Vauban 33000 Bordeaux **Dispositif médical Classe I**(E)