

Fiche technique

Recommandations Gériatrie

Technical sheet - Geriatric guidelines



Recommandations Gériatrie

Geriatric guidelines

NOM DU DISPOSITIF - VERSION / DEVICE NAME - VERSION

Recommandations Gériatrie - V1.11

Geriatric guidelines- V1.11

DATE DE DIFFUSION / RELEASE DATE

28/03/2022

USAGE ATTENDU / INTENDED USE

Ce module favorise le bon usage du médicament, par la sécurisation des prescriptions des professionnels de santé dans le cadre de patients de plus de 65 ans.

Ce module est un dispositif médical, qui porte à ce titre le marquage CE.

This module promotes the proper use of medication by ensuring prescriptions written by healthcare professionals for patients over 65 are safe.

This module is a medical device, which therefore bears the CE mark.

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE / TECHNICAL REQUIREMENTS

→ Accès internet / *Internet access*

→ Accès web via navigateur / *Web access via a browser:*

- Firefox >= 78
- Chrome >=83
- Safari >= 13
- Edge >= 84

OU / OR

→ Installation de l'application mobile Synapse Pro
/ Installing the Synapse Pro mobile application

Recommandations Gériatrie

Geriatric guidelines

REQUIS MINIMUM D'INTERFACE / MINIMUM INTERFACE REQUIREMENTS

Requis généraux charte graphique (contraste, lisibilité) / *Graphic-charter-related general requirements (contrast, readability)*

1. La police des messages principaux est au minimum 16px / *The font size of the main messages should be at least 16px.*
2. La police des messages secondaires est au minimum 14px / *The font size of the secondary messages should be at least 14px*
3. Le contraste des messages principaux doit être au minimum de 4.5:1 / *The contrast of the main messages must be at least 4.5:1*
4. Le contraste des messages secondaires doit être au minimum de 4.5:1 / *The contrast of the secondary messages must be at least 4.5:1*

Requis spécifiques (couleur, ordre d'affichage, informations) / *Specific requirements (colour, display order, information)*

5. Le système affiche la Classe thérapeutique ou la molécule du médicament concerné par l'alerte / par médicament / *The system displays the therapeutic class or active ingredient of the drug concerned by the alert*
6. Le système affiche les situations devant conduire à un arrêt du traitement concerné / *The system displays the situations that should lead to stopping the treatment concerned*
7. Accès à la source d'information concernée / *Access to the relevant information source*
8. Présence du logo Synapse Medicine / *Presence of the Synapse Medicine logo*
9. Présence de l'étiquette réglementaire avec le nom et le numéro de version du dispositif médical, l'adresse du fabricant ainsi que le marquage CE / *Presence of the regulatory label with the name and version number of the medical device, the address of the manufacturer and the CE mark*

Avertissement utilisateur / *User warning*

10. Affichage du signal d'information est "Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil du patient)" / *Display the informative message: "Important note: the results obtained are based on the information entered (medications and patient profile)"*

Recommandations Gériatrie

Geriatric guidelines

PROCÉDURE D'INSTALLATION / INSTALLATION PROCEDURE

Intégration de la librairie Javascript de widgets

La documentation technique est disponible via le lien suivant :

<https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/>

Téléchargement via store d'application de Synapse Pro

Installation d'un navigateur compatible pour accès webapp Synapse Pro

Integration of the Javascript component library

The technical documentation is available at the following link:

<https://v2-0-widget.synapse-medicine.com/>

Download Synapse Pro via the app store

Install a compatible browser to access the Synapse Pro webapp

NOTICE D'UTILISATION / USER MANUAL

Notice Module Recommandations Gériatrie - version du 24 janvier 2023

Instructions Geriatric guidelines Module

Recommandations Gériatrie

Geriatric guidelines

RELEASE NOTE / USER MANUAL

New features :

- Non applicable / *Not applicable*

Fix :

- La date de naissance du patient est un prérequis obligatoire pour que l'analyse soit faite. / The patient's date of birth is a mandatory prerequisite for the analysis to be done.

Other :

- Non applicable/ *Not applicable*

Known bugs :

- Le module ne peut pas faire l'analyse de certains médicaments étrangers quand ils ne sont pas alignés avec un médicament Français / *The module cannot analyse certain foreign drugs when they are not aligned with a French drug*
- Le critère STOPP ne se désactive pas en changeant la date de naissance / *No deactivation of the STOPP criteria when the date of birth is modified*
- Lorsqu'une date est rentrée dans le module profil patient en version US, celle-ci est interprétée par le module Recommandations gériatrie dans un format erroné / *When a date is entered in the US version of the patient profile module, it is interpreted by the Geriatric guidelines module in the wrong format.*
- Apparition du message suivant "Aucune problématique détectée" lorsque les données sont en réalité à compléter / *Appearance of the following message "No issues detected" when the data is actually to be completed.*

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant :

Synapse Medicine

17 rue Vauban 33000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

